

DURCHFÜHRUNG EINER CTG-KONTROLLE

1.) VORBEREITUNG

- hygienische Händedesinfektion durchführen
- Lagebestimmung des Kindes durch Leopold-Handgriffe in Rückenlage
- Auskultation der FHF mit dem Pinard-Hörrohr
- Positionswechsel der Schwangeren in die Seitenlage oder ins Sitzen

2.) ANLEGEN DES CTGs

- Ultraschallgel auf die Kontaktfläche des HT-Aufnehmers geben
- HT-Aufnehmer wird so lange auf dem Bauch der Schwangeren hin und her bewegt, bis die Herztöne gut hörbar und eine gute Signalqualität erreicht ist → Fixierung (mit dem Kabel nach oben zeigend)
- angenehme Lautstärke einstellen
- Toko-Aufnehmer an geeigneter Position anbringen (drei Auswahlmöglichkeiten)
 - seitlich oberer Fundusbereich
 - Mittellinie des Bauches oberhalb des Nabels
 - am stärksten vorgewölbtesten Bereich des Bauches oberhalb des Nabels
- aktuelle Situation der Kontraktionen erfragen und die Baseline des Toko-Aufnehmers einstellen
- maternalen Puls ertasten und mit der FHF abgleichen
- Eventuelle Störquellen beseitigen (Flugzeugmodus aktivieren)

3.) WÄHREND DER CTG-KONTROLLE

- auf weiterhin gute Signalqualität achten
- lückenlose Ableitung und Aufzeichnung überprüfen
- Dauer von mindestens 30 Minuten beachten